


PROSTHETIC LINE FLEXCONE® MINI



Mini FlexCone®  
Ø 2.5

Protection cylinder  
Cilindro de proteção  
Pilar de cicatrización  
77.3080

Closed tray  
impression transfer  
Transfer moldeira fechada  
Pilar de impresión cubeta cerrada  
77.3092  
77.3090

Scanbody  
(CAD/CAM)  
Scanbody  
Scanbody

77.3092D - Intraoral  
77.3092DE - Extraoral

Open tray  
impression transfer  
Transfer moldeira aberta  
Pilar de impresión cubeta  
abierta  
77.3093  
77.3091

Analog  
Análogo  
Análogo  
77.3021

Digital Analog  
(CAD/CAM)  
Análogo digital  
Análogo digital  
77.3021D

PROSTHETIC SOLUTIONS SCREW-RETAINED

Temporary  
copling  
Pilar titânio  
Pilar titânio  
77.3211  
77.3212

CoCr base copling  
Pilar base CoCr  
Pilar base CoCr  
77.3111  
77.3112

Calcinable  
copling  
Pilar calcinável  
Pilar calcinável  
77.3011  
77.3012

Abutment screw  
Parafuso definitivo  
Tornillo clínico  
7.3050

Laboratory screw  
Parafuso de trabalho  
Tornillo de laboratorio  
7.3055

PROSTHETIC SOLUTIONS CEMENTED

Short temporary  
abutment  
Cilindro metálico curto  
Cilindro provisional curto  
72.3009  
72.3006

Long temporary  
abutment  
Cilindro metálico longo  
Cilindro provisional longo  
72.3011  
72.3012

Short calcinable ucla  
Cilindro calcinável curto  
Ucla calcinable curto  
72.3008  
72.3005

Long calcinable ucla  
Cilindro calcinável longo  
Ucla calcinable longo  
72.3010  
72.3007

Support copling  
Cilindro de apoio  
Cilindro de apoio  
77.3084

Titanium copling  
Cilindro definitivo  
Cilindro definitivo  
77.3081

Castable copling  
Cilindro de fundição  
Cilindro de fundição  
77.3085

PROSTHETIC SOLUTIONS OVERDENTURE

O'ring abutment  
Pilar o'ring  
72.3004

Metallic capsule  
Anel metálico  
Anillo metálico  
2.4001

Rubber ring  
Anel de borracha  
Anillo de silicona  
2.4092 - Medium / Médio / Medio  
2.4093 - Hard / Duro / Dura