




Endo GUIDE

Sistema de Anilhas e Micro fresas para procedimentos guiados de desobstrução de canais calcificados, e remoção de Pinos de Fibra de vidro.



✓ PRECISÃO

O planejamento pode ser feito nos mesmos softwares utilizados para Implantes, possibilitando assim a confecção de uma guia que garante a precisão durante a perfuração.

✓ VERSATILIDADE

- Micro Fresas com os diâmetros 0.8mm, 1.0mm e 1.3mm nas versões curtas e longas.
- Micro Anilhas nas versões curtas e longas.

Fresas curtas



Fresas longas



Anilhas curtas



Anilhas longas

